

Stericup

Cada uno con su color



Stericup® es un recipiente estéril de un solo uso y de 2,5 ml, diseñado para evitar el uso de recipientes improvisados y para que no se compartan ni reutilicen. Está disponible en 5 colores diferentes para evitar que se comparta accidentalmente.

Objetivos

- Promover el uso único y personal de recipientes estériles para reducir los riesgos asociados a la preparación de la inyección
- Fomentar la adopción de un método de preparación aséptico y reducir los riesgos de contaminación bacteriana (absceso, endocarditis...) asociados a la utilización de cucharas, filtros y algodón seco no estériles.
- Reforzar las estrategias de identificación del material personal mediante colores y reducir los riesgos de transmisión de virus (VIH y hepatitis B o C) por compartir material o reutilizar recipientes, filtros o algodón seco.

Propiedades

Cada Stericup® contiene

- **Un cuenco estéril**
 - Capacidad máxima de 2,5 ml que permite calentar fácilmente una solución de 1,5 ml
 - Superficie interior plana para que sea más estable
 - Aleación de aluminio, de inocuidad demostrada
 - Gracias al material empleado y el escaso grosor de este utensilio, Stericup® se desgasta después del primer uso para limitar la tentación de reutilizarlo
- **Un mango de plástico** para evitar quemaduras en los dedos.
- **Un filtro de algodón estéril**
 - En comparación con los filtros de cigarrillos y otros filtros improvisados que se utilizan habitualmente, este filtro de algodón absorbe menos producto debido a su reducido tamaño
 - Su elevada densidad garantiza una filtración más eficaz
 - Fomenta el uso de un solo filtro
- **Un algodón seco estéril postinyección:**
 - Permite comprimir la vena después de la inyección para favorecer la cicatrización y proteger el capital venoso
 - Permite absorber la sangre y evitar la transmisión vírica a través de las manos

Historia clínica

Stericup® se ha desarrollado desde 1996 en programas de prevención de riesgos en Francia. Su eficacia e inocuidad han sido aprobadas en pruebas de laboratorio. Se ha probado con heroína «marrón» (base) y «blanca» (clorhidrato), cocaína (clorhidrato), crack (base de cocaína), anfetaminas, comprimidos y cápsulas.

Avalado por las autoridades sanitarias, Stericup® se distribuye en farmacias y programas de prevención de riesgos en más de 20 países del mundo, además de estar presente en kits de prevención en Francia, Canadá y el Reino Unido.

Stericup® es un dispositivo médico con marcado CE



Apothicom

www.apothicom.org