

Stericup

Каждому свой цвет



Stericup® — это стерильная емкость одноразового использования объемом 2,5 мл, которая разработана для предотвращения применения емкостей, не отобранных специально, а также повторного и совместного применения. Емкость выпускается в пяти различных цветах, что позволяет избежать случайного использования.

Цели

- Распространить практику одноразового индивидуального использования стерильных емкостей для снижения рисков, связанных с приготовлением инъекций
- способствовать утверждению использования асептического метода при приготовлении и снижению рисков бактериального загрязнения (причина абсцессов, эндокардитов и др.), связанных с использованием нестерильных ложек, фильтров и сухих тампонов;
- упростить, благодаря цвету, процесс идентификации персонального инвентаря и снизить риски передачи вирусов например, ВИЧ, гепатита В и С), связанных с общим и повторным использованием емкостей, фильтров и сухих тампонов

Характеристики

В состав каждой емкости Stericup® состоит из приведенных ниже компонентов.

- **Стерильная чашечка:**
 - максимальная емкость составляет 2.5 мл; позволяет легко нагревать 1,5 мл раствора.
 - имеет плоское доньшко для большей устойчивости;
 - изготовлена из алюминиевого сплава, безопасность которого была доказана;
 - благодаря используемым материалам и небольшой толщине стенок емкость Stericup® теряет свои функциональные свойства после первого использования, что делает невозможным ее повторное использование.
- **Пластиковая рукоятка** для защиты пальцев от ожогов.
- **Стерильный хлопковый фильтр:**
 - в сравнении с сигаретными фильтрами и некоторыми другими обычно используемыми фильтрами, не отобранными специально, этот хлопковый фильтр небольшого размера устроен таким образом, что задерживает минимальное количество продукта;
 - его увеличенная плотность обеспечивает более эффективную фильтрацию;
 - способствует утверждению практики одноразового использования фильтров.
- **Постинъекционный стерильный сухой тампон позволяет:**
 - Ражимать вену после инъекции для более быстрого заживления, обеспечивая тем самым защиту венозной системы;
 - абсорбировать кровь и избежать передачи вирусов через прямой кожный контакт.

Клиническая история

Емкость Stericup® была разработана в 1996 году в рамках программы снижения рисков во Франции. Ее эффективность и безопасность были подтверждены лабораторными испытаниями. Емкость была протестирована с «коричневым» (базовый) и «белым» (гидрохлорированным) героином, кокаином (гидрохлорированным), «крэком» (кристаллическим кокаином — базовый кокаин), амфетаминами, спрессованными препаратами и препаратами в желатиновой оболочке.

При поддержке органов медицинского надзора емкости Stericup® распространяются в фармацевтической сети в рамках программ снижения рисков в более чем 20 странах по всему миру. Они также включены в состав наборов профилактики заболеваний, передающихся инъекционным путем, во Франции, Канаде и Великобритании.

Stericup® - это медицинское изделие с маркировкой CE.



Apothicom

www.apothicom.org