

Stericup



La couleur pour éviter le partage accidentel

Packaging: Blister stérile individuel à usage unique.

Composition: Récipient de 2,5 ml de cinq couleurs différentes, en alliage d'aluminium stérile et apyrogène.

Propriétés: Réduit les risques de contamination bactérienne (abcès, infections profondes, endocardites) liés à l'utilisation de récipients de préparation non stériles.

Réduit les risques de transmission des hépatites B et C et du VIH liés au partage et à la réutilisation des récipients.

Encourage l'adoption d'une méthode de préparation aseptique.

Renforce, par la couleur, les stratégies d'identification de matériel personnel, limitant le risque de partage accidentel,

Indications: Prévention des infections liées au partage des récipients utilisés dans la préparation de l'injection.

Promotion de l'usage unique des récipients et de leur usage personnel.

Précautions: Ne jamais toucher l'intérieur du Stericup® avec les doigts: une bactérie, un champignon ou un virus tel que celui de l'hépatite C – présent dans les traces de sang même invisibles et sur la surface de la peau – peut contaminer un mélange lors de la préparation d'injection IV.

Ne pas utiliser un Stericup déjà utilisé: même lavé, le récipient peut contenir des virus provenant d'une seringue, d'un filtre, de l'eau ou des doigts de quelqu'un d'autre.

Histoire Clinique: Développé en France depuis 1996 dans les programmes de réduction des risques.

Efficacité validée par les tests en laboratoire. Testé avec l'héroïne «brune» (base), l'héroïne «blanche» (hydrochloride), la cocaïne (hydrochloride), le crack (cocaïne base), les amphétamines et les comprimés écrasés.

Validé comme «dispositif médical» et distribué en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et aux États-Unis avec le soutien des autorités sanitaires, dans les pharmacies et les programmes de réduction des risques.

Mode d'emploi: Détacher le papier pelable, appuyer sur le manche du Stericup pour le sortir du blister en évitant de toucher l'intérieur du récipient. Ovaliser le manche en plastique entre le pouce et l'index pour y introduire la languette métallique afin de protéger de la chaleur les doigts de l'utilisateur lorsque le mélange est chauffé.

Après l'injection, comprimer le point d'injection avec le tampon sec présent dans le blister du Stericup, afin de coaguler et d'absorber le sang.

Stericup® est un Dispositif Médical CE.

Stericup® contient un tampon sec stérile post-injection.



Stericup

Bon de commande

Complétez ce bon de commande et faxez-le à :
APOTHICOM-Distribution/52 avenue Edison. 75013 Paris. FRANCE
Tél.: 00 33 (0)1 53 61 18 41. Fax: 00 33 (0)1 53 61 04 49. E-mail: infos@apothicom.org

Remplir en lettres capitales.

Nom de l'organisme: Nom de la personne:

Fonction:

Adresse de livraison:

.....

Adresse de facturation (si différente):

.....

Téléphone: Fax:

E-mail: @

N° de Tva intracommunautaire (pays de l'U.E)*:

Stericup® est disponible par multiples de 1 000. Vous pouvez faxer votre commande au numéro 01 53 61 04 49, ou bien l'adresser par mail à : infos@apothicom.org. Pour des quantités importantes, ou si la commande est très urgente, merci de nous contacter par téléphone. Votre commande vous sera livrée par colis postal sous cinq jours ouvrables.



Stericup® (+ filtre coton + tampon sec + manche)				Quantité	Total
De 1 000 à 5 000	Le mille	165,00 € HT	197,34 € TTC		
6 000 et plus		160,00 € HT	191,36 € TTC		
				Total (port non inclus) :	

Sterimix® (Stericup® + Sterifilt® + manche + tampon sec)				Quantité	Total
De 1 000 à 5 000	Le mille	195,00 € HT	233,22 € TTC		
6 000 et plus		190,00 € HT	227,24 € TTC		
				Total (port non inclus) :	

Tous les prix s'entendent hors port. Le taux de TVA applicable à Stericup et Sterimix est de 19,6 %. *Vers l'Union européenne la TVA n'est pas facturée lorsque le numéro de TVA intracommunautaire de l'organisme nous a été communiqué préalablement lors de la commande. Règlement à réception de facture, par virement ou par chèque à l'ordre d'Apothicom Distribution.

Date :

Signature :

Banque

Nom : Apothicom Distribution
 IBAN : FR76 3000 4003 1700 0100 6193 565
 BIC : BNPAFRPPBY

Pour plus d'information • e-mail : infos@apothicom.org ;
 site : www.apothicom.org